

## **Kabel USB pro propojení PC a glukometru Easygluco**

### **Pokyny k použití pro Windows XP / Windows 2000**

**Nejprve nainstalujte SW z příloženého CD, nejaktuálnější verzi je možné zdarma stáhnout ze stránek [www.meditest.cz](http://www.meditest.cz).**

**Po kompletní instalaci a následném restartu PC spusťte program Easygluco a propojte glukometr Easygluco s Vaším PC prostřednictvím USB portu.**

#### **Výrobce: Infopia Co., Ltd.**

#1603, Dongil Technotown A Bldg, 889-3, Kwanyang 2-Dong, Dongan-Gu, Anyang, Kyunggi, 431-716, Korea

#### **Distributor v ČR: MEDITEST s.r.o.**

Svornosti 811/30, Praha 5, 150 00, Česká Republika, IČ: 27641821

[www.meditest.cz](http://www.meditest.cz)